

5 | Páfor støttebelte:

Avb. 1: Hold sikkerhetsbelte med kardborrbandet (innsiden) i høyre hånd og pakk det rundt ryggen. Trekk først de to stroppene vekk fra kroppen. **Avb. 2:** Fold i venstre side og deretter den høyre. **Avb. 3:** Deretter lukker kroken og sløyfen når som helst på beltet.

6 | Rengjøring

Lukk borrelåsfestene under vasking for å unngå skade på andre tøy. Rengjøringen utføres ved husvask, i henhold til pleieinstruksjonene.

FIN | Tukivyo »VAHVA«, kanssa OUTLASTilla®

1 | Toimituksen laajuus

1 x Tukivyo »VAHVA«, kanssa OUTLASTilla®
Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi



2 | Kuvaus

Vatsan ja selän lihaket aktivoidaan ja tuetaan ulkoisella paineella (puristuksella). Tukee selkärakkaa ja edistää pystyssä asennetta.

- levongelmat
- iskias
- lombago
- Ylikuormituksen kipu

Yksityiskäyttöön.

3 | Vasta-aiheet

Seuraavilla oireilla siten käyttämistä suositellaan vasta lääkärin kanssa neuvottua:

- Jalan ihosairauksissa ja -haavoissa, erityisesti tulehdustilojen kuten turvotusten, punotusten ja kuumentumisten yhteydessä
- tunto- ja liikehäiriöt, esim. Sokeritautissa
- avaa haavat ja sisäiset vammat
- allergiset reaktiot
- Pikkulapset ja ihmiset, joita ei voida huomata, kun tukivyo on epämiellyttävä

4 | Ohjeet tuotteen turvalliselle käytölle

Koko kehoon kohdistuvia haittavaikutuksia ei ole tiedossa tällä hetkellä. Asianmukainen käyttö ja sovitut ovat edellytyksenä. Takuu raukeaa, mikäli tuotetta käytetään epäasianmukaisesti.

• Jos tukivyo on liian tiukka tai epämiellyttävä, irrota se heti!

• Tukiihinna vain tunti, älä käytä pysyvästi!

• Jos oireesi pahenevat tai huomaat tilassasi jotain poikkeavaa, ota viipymättä yhteyttä lääkäriin.

Älä käytä:

- nukkuessasi

5 | Kiinnitä ripustetun selkänöjähinnan:

Kuva 1: Pidä turvavyötä oikealla kädellä olevaan tarranauhakiinnikkeeseen (sisäpuolella) ja pakkaa se selän puolelle. Vedä ensin kaksi hihnaa pois kehosta. **Kuva 2:** Ensimmäinen taitto vasemmalla puolella ja sitten oikea. **Kuva 3:** Sulje sitten koukku ja silmukka eteenpäin milloin tahansa hihnalla.

6 | Puhdistus

Sulje tarranauhakiinnikkeet pesun aikana, jotta muut vaatteet eivät vaurioidu. Puhdistus tehdään kotitalouksien pesulla hoito-ohjeiden mukaisesti.

CZ | Podpurný pás »SILNÝ«, s podšívkou OUTLAST®

1 | Rozsah dodávky

1 x Podpurný pás »SILNÝ«, s podšívkou OUTLAST®
Důkladně a pečlivě si přečtěte návod k použití



2 | Stanovení účelu:

Břišní a zádové svaly jsou aktivovány a podporovány vnějším tlakem (komprese). Podporuje páteř a podporuje vzpřímené držení těla.

- Problémy s diskem
- Ischias
- Lumbago
- Bolest přetížení

Pro soukromé použití.

3 | Kontraindikace

S následujícími příznaky se obvaz doporučuje pouze po konzultaci s lékařem:

- Kožní onemocnění/poranění poškozené části těla, zejména při zánětlivých stavech, jako je otok, zarudnutí a přehřátí
- Poruchy číti a pohybu, například při cukrovce
- otevřené rány a vnitřní zranění
- alergické reakce
- Malé děti a osoby, které se nemohou artikulovat, jestliže je opěrný pás nepohodlný

4 | Pokyny pro bezpečné používání produktu

Vedlejší účinky, které postihují celý organismus, nejsou dosud známy. Podmínkou je řádné aplikace. Při neodborném používání je vyloučeno uplatnění záruky na výrobek.

• Pokud je opěrný řemen příliš těsný nebo nepohodlný, okamžitě jej vyjměte!

• Opěrné řemeny jen za hodinu, neotvírejte se trvale!

• Zhorší-li se Vaše obtíže nebo pokud na sobě zpozorujete neobvyklé změny, vyhledejte prosím obratem svého lékaře.

Nepoužívejte:

- při spánku

5 | Použijte Obrysový zádový opěrný

Obr. 1: Držte opěrný pás pomocí suchého zipu (uvnitř) v pravé ruce a vedte jej kolem zad. Nejprve vytáhněte ty dva pásy směrem od těla. **Obr. 2:** Nejprve složte levou a pravou. **Obr. 3:** Poté vpředu zapnete suchý zip na jakémkoli místě na obvazu.

6 | Čištění

Během praní uzavřete suchý zip, aby nedošlo k poškození dalších kusů prádla. Čištění se provádí praním v domácnosti podle pokynů pro péči.

PL | Pas podtrzymujący »MOCNY«, z OUTLAST®

1 | Zakres dostawy

1 x Pas podtrzymujący »MOCNY«, z OUTLAST®

Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszą ulotką informacją



2 | Przeznaczenie:

Mięśnie brzucha i pleców są aktywowane i wspierane przez nacisk zewnętrzny (ucisk). Wspiera kręgosłup i promuje postawę wyprostowaną.

- problemy z dyskiem
- lumbago
- rwa kulszowa
- Ból przeładowania

Do użytku prywatnego.

3 | Przeciwwskazania

W przypadku następujących objawów, noszenie bandaża jest zalecane tylko po konsultacji z lekarzem:

- Zachorowania/skaleczenia skóry w dotkniętym obszarze ciała, w szczególności w przypadku objawów zapalenia-takich jak opuchlizna, zaczerwienienie, i przegzwanie
- zaburzenia czucia i ruchu w obrębie, np. w przebiegu cukrzycy
- otwarte rany i obrażenia wewnętrzne
- reakcje alergiczne

• w przypadku małych dzieci i osób, które nie sygnalizują, że pas nie leży optymalnie.

4 | Instrukcje bezpiecznego użytkowania produktu

Nie stwierdzono dotychczas żadnych ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Warunek stanowi stosowanie ortozy zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku stosowania niezgodnego z przeznaczeniem wyklucza się odpowiedzialność za produkt.

- Jeśli pas podporowy jest zbyt ciasny lub niewygodny, natychmiast go wyjmij!
- Pasy nośne należy uruchamiać tylko na godzinę, nie nosić na stałe!
- Jeżeli dolegliwości ulegną pogorszeniu lub zaobserwują Państwo u siebie nietypowe zmiany, proszę natychmiast zwrócić się do lekarza.

Nie używaj:

- podczas snu

5 | Zastosuj pasek oparcia

Rys. 1: W prawej dłoni trzymaj pas wspierający z zapięciem na rzepy (wewnątrz) i przeprowadź wokół pleców. Najpierw odciągnij obie taśmy po bokach od ciała. **Rys. 2:** Najpierw spaszuj po lewej stronie, a potem po prawej. **Rys. 3:** Następnie zapnij zapięcie na rzepy z przodu w dowolnym miejscu na bandażu.

6 | Czyszczenie

Podczas prania zapinaj rzepy, aby uniknąć uszkodzenia innych rzeczy do prania. Czyszczenie odbywa się poprzez pranie domowe zgodnie z instrukcjami pielęgnacyjnymi.

Rückenstützgürtel mit OUTLAST® STARK - zweifache Stützkraft

1 | Lieferumfang

1 x Rückenstützgürtel mit OUTLAST® - STARK

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vollständig und sorgfältig durch!



2 | Zweckbestimmung

Durch äußeren Druck (Kompression) wird die Bauch-und Rückenmuskulatur aktiviert und unterstützt. Stützt die Wirbelsäule und fördert eine aufrechte Körperhaltung.

- Bandscheibenbeschwerden
- Ischiasschmerzen
- Hexenschuss
- Überlastungsschmerz

Zum privaten Gebrauch.

3 | Kontraindikationen / Nicht geeignet:

Bei folgenden Krankheitsbildern ist das Tragen der Bandage nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt empfohlen:

- Hauterkrankungen/-verletzungen im betroffenen Körperabschnitt, besonders bei entzündlichen Erscheinungen wie Schwellungen, Rötung und Überwärmung
- Empfindungs- und Bewegungsstörungen, z.B. bei Zuckerkrankheit
- offene Wunden oder innere Verletzungen
- allergische Reaktionen auf die Bandage
- für Kleinkinder oder Personen, die sich nicht bemerkbar machen können, wenn die Bandage unangenehm sitzt

4 | Hinweise zur sicheren Anwendung des Produkts

Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bisher nicht bekannt. Eine sachgemäße Anwendung wird vorausgesetzt. Bei unsachgemäßer Anwendung ist eine Produkthaftung ausgeschlossen.

- Sollte die Bandage zu eng sitzen oder als unangenehm empfunden werden, nehmen sie sie sofort ab!
- Bandage nur stundenweise, nicht dauerhaft tragen.
- Sollten die Beschwerden sich verstärken oder sie Veränderungen an sich feststellen, suchen sie bitte umgehend ihren Arzt auf.

Nicht verwenden:

- während des Schlafens

5 | Anwendung

Anlegen des Rückenstützgürtels:

Abb. 1: Den Stützgürtel mit dem Klettverschluss (innen) in der rechten Hand halten und um den Rücken führen. Die beiden Bänder zunächst seitlich vom Körper weg ziehen.

Abb. 2: Klappen sie zuerst die linke Seite ein und dann die rechte.

Abb. 3: Befestigen sie anschließend unter leichtem Zug den zweiten Klettverschluss an beliebiger Stelle der Bandage.

Empfehlung: Über der Unterwäsche tragen.

6 | Reinigung

Beim Waschen Klettverschlüsse verschließen um Beschädigungen an anderen Wäschestücken zu vermeiden. Die Reinigung erfolgt durch haushaltsübliche Wäsche, gemäß Pflegeanleitung.

Adresse für Garantie und Service:

Hydas GmbH & Co.KG
c/o atrimom fulfillment GmbH
Haagweg 12
65462 Ginsheim-Gustavsburg



66 % Polyester | 15 % Viskose (OUTLAST®-Faser mit PCM-Kapseln) | 11 % Elasthan | 8 % Baumwolle

⚠ Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zugehörigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Für Deutschland:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte

Abteilung Medizinprodukte

Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3 - 53175 Bonn

<https://www2.bfarm.de/medprod/mpsv/>

GB | Support belt »HEAVY«, with OUTLAST®

1 | Scope of delivery

1 x Support belt »HEAVY«, with OUTLAST®

Read all of these instructions carefully!



2 | Intended use

By external pressure (compression), the abdominal and back muscles should be activated and supported. Supports the spine and promotes an upright posture.

- Disc problems
- Sciatica
- Lumbago
- Pain from overstrain

For private use.

3 | Contraindications

With the following symptoms, wearing the bandage is only recommended after consulting your doctor:

- Skin problems/injuries to the part of the body where the support is worn, especially if there are signs of inflammation, swelling, redness and overheating
- Sensation/movement disorders e.g., associated with diabetes
- open wounds and internal injuries
- allergic reactions
- Toddlers and people who can not be noticed when the bandage is uncomfortable

4 | Instructions for the safe use of the product

To date, there are no known side effects that impact the entire body. The product must be put on/used properly. The manufacturer is exempt from product liability if the product is used improperly.

- If the bandage is uncomfortable, remove it immediately!
- Wear bandage only by the hour, do not wear permanently!
- If your symptoms worsen or you notice any unusual changes, please contact your doctor immediately.

Do not use:

- while sleeping

5 | Applying support belt

Fig. 1: Hold the support belt with the hook and loop closure (inside) in the right hand and guide it around the back. Pull the two straps side-ways away from the body. Fig. 2: First fold in the left side and then the right one. Fig. 3: Then close the hook and loop fastener at any point on the bandage.

6 | Care instructions:

Close the hook and loop fastener to prevent damage on other clothes. The cleaning is done by household washing, according to the care instructions.

F | Soutien bandage »FORT«, avec OUTLAST®

1 | Contenu de la livraison

1 x Soutien bandage »FORT«, avec OUTLAST®

Veillez lire attentivement l'intégralité de ce mode d'emploi.



2 | Utilisation

Les muscles abdominaux et dorsaux sont activés et soutenus par une pression externe (compression). Soutient la colonne vertébrale et favorise une posture verticale.

- Problèmes de disque
- Sciatiques
- Lumbago
- Douleur de surcharge

Pour usage privé.

3 | Contre-indications

Avec les symptômes suivants, le port du bandage n'est recommandé qu'après avoir consulté votre médecin:

- Maladies de la peau et blessures sur le pied, en particulier en cas de symptômes inflammatoires tels que le gonflement, la rougeur et la chaleur
- Troubles sensoriels et du mouvement, par ex. en cas de diabète sucré
- plaies ouvertes et blessures internes
- réactions allergiques

• Les tout-petits et les personnes qui ne peuvent pas être remarquées lorsque le bandage est mal à l'aise

4 | Instructions pour une utilisation sûre du produit

Aucun effet indésirable portant sur l'ensemble de l'organisme n'est connu à ce jour. Il est cependant indispensable que ce dispositif soit correctement utilisé et mis en place. Toute garantie est exclue en cas d'utilisation incorrecte du bandage.

- Si le bandage est trop serré ou inconfortable, retirez-la immédiatement!
- Soutenez le bandage seulement à l'heure, ne les portez pas en permanence!
- Si vous constatez une augmentation des problèmes ou des modifications exceptionnelles, veuillez consulter immédiatement votre médecin.

Ne pas utiliser:

- Pendant le sommeil

5 | Appliquez la ceinture de soutien:

Fig. 1: Tenez la ceinture de maintien avec le crochet et la boucle (intérieure) dans la main droite et guidez-la vers l'arrière. Tirez les deux sangles latéralement loin du corps. Fig. 2: Premier pli dans le côté gauche, puis le droit. Fig. 3: Ensuite, fermez le crochet et la boucle à tout point du bandage.

6 | Entretien:

Refermez la fermeture auto-agrippante afin d'éviter un endommagement. Le nettoyage se fait par lavage domestique, selon les instructions d'entretien.

NL | Steungordel »STERK«, met OUTLAST®

1 | Leveringsomvang

1 x Steungordel »STERK«, met OUTLAST®

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig helemaal door



2 | Beoogd gebruik

De buik- en rugspieren worden geactiveerd en ondersteund door externe druk (compressie). Ondersteunt de wervelkolom en bevordert een rechtopstaande houding.

- Schijfproblemen
- Ischias
- Lumbago
- Overbelast pijn

Voor privégebruik.

3 | Contra-indicaties

Met de volgende symptomen wordt het dragen van het verband alleen aanbevolen na overleg met uw arts:

- Huidziekten/-kwetsuren in het getroffen lichaamsdeel, in het bijzonder bij ontstekingsverschijnselen zoals zwellingen, roodheid en oververhitting
- Gevoels- en bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld bij suikerziekte
- open wonden en inwendig letsel
- allergische reacties
- Peuters en mensen die niet opgemerkt kunnen worden als de bandage ongemakkelijk is

4 | Instructies voor veilig gebruik van het product

Bijwerkingen die het gezamenlijke organisme betreffen, zijn tot op heden niet bekend. Men gaat er wel van uit dat het gebruik vakkundig geschiedt. Bij onoordeelkundig gebruik wordt geen garantie gegeven.

• Als de bandage te strak of ongemakkelijk is, moet u deze onmiddellijk verwijderen!

- Ondersteun de bandage alleen per uur, draag niet permanent!
- Raadpleeg onmiddellijk een arts als Uw klachten erger worden of wanneer U buitengewone veranderingen bij uzelf vaststelt.

Gebruik niet:

- tijdens het slapen

5 | De steunriem aanbrengen:

Avb. 1: Houd de steunriem vast met de klittenbandsluiting (binnenkant) in de rechterhand en leid hem langs de achterkant. Trek de twee banden zijdelings weg van het lichaam. Avb. 2: Vouw eerst de linkerkant en dan de rechter. Avb. 3: Sluit de haak-en-lusluiting op elk punt op de steunriem.

6 | Instructies voor onderhoud:

Sluit de klittenbandsluitingen tijdens het wassen om schade aan andere stukken wasgoed te voorkomen. De reiniging gebeurt door huishoudelijk wassen volgens de onderhoudsinstructies.

I | Cintura sostenitiva »FORTE«, con OUTLAST®

1 | Fornitura

1 x Cintura sostenitiva »FORTE«, con OUTLAST®

Leggere interamente e con attenzione le istruzioni per l'uso



2 | Destinazione d'uso:

I muscoli addominali e della schiena sono attivati e supportati dalla pressione esterna (compressione). Supporta la colonna vertebrale e favorisce una postura eretta.

• Problemi del disco

• Lombalgia

Per uso privato

3 | Controindicazioni

Con i seguenti sintomi, si consiglia di indossare la benda solo dopo aver consultato il medico:

- Dermatiti/lesioni cutanee sulle parti del corpo interessate, in particolare in caso di fenomeni infiammatori come gonfiore, arrossamento e aumento della temperatura locale
- disturbi motori e della sensibilità, per esempio, in caso di diabete
- ferite aperte e lesioni interne
- reazioni allergiche
- Bambini e persone che non possono essere notati quando il bendaggio è scomoda

4 | Istruzioni per l'uso sicuro del prodotto

Finora non sono noti effetti collaterali a carico dell'organismo. Condizione essenziale è l'uso conforme alla destinazione specificata. La garanzia decade in caso di uso non idoneo.

- Se la benda è troppo stretta o scomoda, rimuoverla immediatamente!
- Supportare le cinture solo all'ora, non indossare in modo permanente!
- Se i disturbi presenti dovessero peggiorare o se si notassero variazioni particolari nelle proprie condizioni, rivolgersi prontamente al proprio medico.

Non usare:

- mentre dorme

5 | Applicare la fasciatura di sostegno:

Fig. 1: Tenere la cintura di supporto con il gancio e la chiusura ad anello (all'interno) nella mano destra e guidarlo intorno alla parte posteriore. Per prima cosa, tirare le due cinghie lateralmente dal corpo. Fig. 2: Prima piega a sinistra e poi a destra. Fig. 3: Quindi chiudere il gancio e la chiusura ad anello in qualsiasi punto della cintura.

6 | Istruzioni per la cura e il lavaggio:

Chiudi gancio e anello di chiusura prima del lavaggio per evitare danni ad altri capi di biancheria. La pulizia viene effettuata tramite lavaggio domestico, secondo le istruzioni per la cura.

E | Cinturón reforzador »FUERTE«, con OUTLAST®

1 | Alcance de entrega

1 x Cinturón reforzador »FUERTE«, con OUTLAST®

Lea atentamente el manual de instrucciones



2 | Ámbito de aplicación

Los músculos abdominales y de la espalda están activados y soportados por presión externa (compresión). Apoya la columna vertebral y promueve una postura erguida.

- Problemas de disco intervertebral
- Ciática
- Lumbago
- Dolor por sobrecarga

Para uso privado

3 | Contraindicaciones

Con los siguientes síntomas, solo se recomienda usar el vendaje después de consultar a su médico:

- Enfermedades o lesiones de la piel en la zona afectada, especialmente si hay signos de infección, edema, enrojecimiento y calentamiento.
- Trastornos de la sensibilidad y del movimiento, como p.ej., diabetes mellitus.
- heridas abiertas o lesiones internas
- reacciones alérgicas
- Niños pequeños y personas que no pueden hacerse notar cuando el vendaje es cómodo

4 | Instrucciones para el uso seguro del producto

Hasta ahora no se conocen efectos secundarios que afecten al organismo completo. Se da por supuesto que el producto se utiliza correctamente. Si se hace un uso inadecuado del producto, el vendedor no asumirá ninguna responsabilidad.

- Si está demasiado apretada/incómoda, ¡retírela inmediatamente!
- ¡Apoye el vendaje solo por horas, no las use permanentemente!
- En el caso de que sus molestias aumenten o experimente cambios fuera de lo común, consulte de inmediato con su médico.

No usar:

- mientras duerme

5 | Aplicar la correa de soporte

Fig. 1: Sostenga lo con el cierre de gancho y bucle (interior) en la mano derecha y guíelo por detrás de su espalda. Estire de las dos correas alejándolas de su cuerpo. Fig. 2: Doble en el lado izquierdo y luego en el derecho.

Fig. 3: Después fije el cierre de gancho y bucle en cualquier punto del

• Sciatica

• Dolor de sobrecarga

cinturón.

6 | Instrucciones de limpieza

Junte el cierre adhesivo antes de lavar para evitar dañar otras prendas de lavandería. La limpieza se realiza mediante el lavado del hogar, de acuerdo con las instrucciones de cuidado.

S | Stödbälte »STARKT«, med OUTLAST®

1 | Leveransens omfattning

1 x Stödbälte »STARKT«, med OUTLAST®

Läs hela bruksanvisningen noggrant



2 | Avsedd användning

Mag- och ryggmusklerna aktiveras och stöds av yttre tryck (kompression). Stödjer ryggraden och främjar en upprätt ställning.

- Skivproblem
- Ischias
- Lumbago
- Smärta efter överbelastning

För privat bruk.

3 | Kontraindikationer

Med följande symptom rekommenderas att bära bandage endast efter att ha konsulterat din läkare:

- I samband med hudsjukdomar och -skador i foten, i synnerhet vid inflammatoriska tillstånd såsom svullnad, rodnad och överhettning.
- Känsl- och rörelsestörningar, t.ex. vid sockersjuka
- öppna sår och inre skador
- allergiska reaktioner
- Småbarn och personer som inte kan märkas när stödbältet är obekväma

4 | Instruktioner för säker användning av produkten

Biverkningar som påverkar hela kroppen är hittills okända. Korrekt användning/påsättning förutsätts. Vid felaktig användning upphör vårt produktansvar att gälla.

- Om stödbältet är för hårt eller obehagligt, ta bort det omedelbart!
- Stöd bara bälten per timme, bära inte permanent!
- Om dina besvär tilltar eller om du upptäcker ovanliga förändringar ska du omedelbart uppsöka din läkare.

Använd inte:

- medan du sover

5 | Applicera stödbälte

Avb. 1: Håll stödbältet med kardborrebandet (inuti) i höger hand och väg det runt ryggen. Dra först de två banden i sidled bort från kroppen. Avb. 2: Fäll först i vänster sida och sedan den högra. Avb. 3: Stäng sedan kroken och slingan på framsidan när som helst på bältet.

6 | Rengöring

Stäng kardborrfästena under tvätt för att undvika att skada andra tvättföremål. Rengöringen görs med hushållstvätt enligt vårdinstruktionerna.

N | Støttebelte »STERKT«, med OUTLAST®

1 | Leveringsomfang

1 x Støttebelte »STERKT«, med OUTLAST®

Les nøye gjennom hele bruksanvisningen



2 | Produktets hensikt

Mag- og ryggmuskulaturen aktiveres og støttes av eksternt trykk (kompresjon). Støtter ryggraden og fremmer en oppreist holdning.

- Diskproblemer
- Isjias
- Lumbago
- Smerter etter overbelastning

For privat bruk.

3 | Kontraindikasjoner

Med følgende symptomer anbefales det å bære bandasje etter å ha konsultert legen din:

- Hudsykdommer/-skader i den berørte delen av kroppen, spesielt ved inflammatoriske tilstander som hevelse, rødhet og overoppheting
- Nedsatt følsomhet og bevegelsesforstyrrelser, f. eks. ved diabetes
- åpne sår og interne skader
- allergiske reaksjoner
- Småbarn og folk som ikke kan bli lagt merke til når støttebeltet er ubehagelig

4 | Instruksjoner for sikker bruk av produktet

Bivirkninger som påvirker hele organismen er ennå ikke kjent. Riktig bruk forutsettes. Produsenten påtar seg intet erstatningsansvar for produkter som er brukt feil.

- Hvis bandasje er for stram eller ubehagelig, ta den ut umiddelbart!
- Støt båndene bare i timen, ikke bruk permanent!
- Dersom dine symptomer skulle forsterke seg, eller hvis du merker uesedvanlige endringer, må du umiddelbart ta kontakt med din lege.

Ikke bruk:

- mens du sover